

Item 6140A shown here
Bastones con Base Cuadrada
de Perfil Bajo



Item 7103A-4 shown here
Inodoros de Tres-en-Uno
Three-in-One Commodes



Item 7927A shown here
Banços de Transfer de
Drenaje Máximo
Maxi-Drain Transfer Benches



Item 603900A
Banda Para Andador
Walker Tray



Item(s) L730X (K, R, W, B)
Lumex Mobility Lights



Item 603904A
Canasta de Andador
Walker Basket



Tambien disponible de la línea de Asistencias para Pacientes de Lumex
Also available from the Lumex line of Patient Aids.....

Garantía Limitada

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera sea el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provisto a usuarios como rentales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) años y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE
ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com

LUMEX®

Features

- Improves mobility and allows for greater independence for the user on the go
- Heavy duty steel frame
- Ergonomic hand grips and hand brakes allow user to operate with ease
- Complete with basket for storage of personal items
- 500 lb maximum weight capacity – EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Mejora movilidad y provee mas independencia al usuario siempre en la calle
- Marco de acero de uso pesado
- Agarres de mano ergonómicas y frenos de mano permite a usuario operarlo con facilidad
- Viene completo con canasta para almacenaje de cosas personales
- Capacidad de peso de 500 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE



For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360
Made in China www.grahamfield.com

GF1400029RevA14

LUMEX®

Deluxe 4-Wheel Rollator

Rodador de 4 Ruedas de Lujo

Item RJ4200A



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Información de la Garantía
Importante: Lea Antes de Uso



Limited Warranty

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER
THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Please consult a healthcare professional for the proper adjustment.

Opening the Rollator

- Remove Rollator and other components from carton.
- Unfold frame; spread front and back legs apart.
- Push down locking mechanism to secure legs in place.
NOTE: Ensure the side crossbars (locking mechanism) lock down.

Folding the Rollator

- If necessary, remove the accessories and lift the seat.
- Pull up on the locking mechanism underneath the seat.

Using the Hand Brake

Brakes should be used in one of the following method:

- To Remain Stationary: Hold the hand brake up.
- To Continue Mobility: Release the brake. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.
- To Sit on Seat: Push down on the bottom portion of the brake handle to lock.
- To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.
Note: Always lock hand brakes when user is immobile; never sit on rest seat if hand brakes are not locked.

Adjusting the Height

- Remove the adjustment knob and bolt by turning counterclockwise.
- Consult with healthcare professional for proper adjustment.
- Install the adjustment knob into one of the adjustment holes by turning clockwise.
- Repeat STEPS 1–3 for the other side.

Make sure that the height adjustment is at the same height for both handles to ensure safety and proper use.

NOTE: After adjusting the height, the brakes of the rollator must be checked and, if necessary, adjusted.

Attaching Basket

Basket

Install the basket underneath the seat. On some rollator models, the basket is designed to fit underneath the seat or in the front by positioning the hooks on the front seat support frame.

Maintenance

- For dust and dirt, wipe Rollator gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the rollator.
- Verify operation of the brakes and have them adjusted if necessary by your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Inspect Rollator weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrip or hand brake are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- For the best service from your rollator, always use replacement parts from GF Health Products, Inc.
- Periodically inspect the casters and caster stems for assembly tightness and verify that the wheels are free of hair or other debris that could interfere with free wheel operation.



Poniendo la Canasta

Canasta

Instala la canasta debajo del asiento. En algunos de los modelos, la canasta es diseñado para poner debajo del asiento o al frente posicionado con los ganchos en la parte del frente del marco.

Mantenimiento

- Para polvo, limpie el rodador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas por daño y desgaste periódicamente. Use un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere partedel rodador.
- Verifica la operación de los frenos y permite que su distribuidor de GF Health Products, Inc. se los ajuste si es necesario
- Examine su rodador semanal para función y desgaste. Si algunos componentes se están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos o frenos de mano están sueltos, NO LOS use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su rodador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.
- Periódicamente examine los rueditas y vástagos para su aprieta y verifica que las ruedas están libres de pelo o otros escombros que pueden interferir con el operación libre de la rueda.



Directriz de Seguridad – Por Favor de Leer Antes de Uso

- Cada individuo SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
- Los frenos TIENEN que estar en la posición asegurados antes de usar el asiento.
- Todas las ruedas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el rodador esta balanceado apropiadamente.
- Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 500 lb. (350 lb en los modelos de RJ4318 Ancho) SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el "hangtag" de este producto o en la tabla a la izquierda.
- Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el rodador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
- Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
- SIEMPRE use caución cuando usando los rodadores en superficies mojados y resbalosos. NO USE el rodador en escaleras, inclinadas empinadas o terreno desigual.
- NO fija cual quiere cosa del cuadro del rodador. Cosas deben ser puestos en la bolsa.
- El canasta tiene una limitación de 10 lb (5 kg). Cosas puestas en la canasta o no DEBEN sobreesalir.
- Antes de atemptar a alcanzar objetos o recogerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegure sus pies en el piso. Usa caucion EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
- GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
- Examine su rodador semanal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplazo de partes.
- Si los frenos de mano fallan o y parran el rodador, llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. para ajustamiento o reemplazo.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo potencial, situación o practica insegura que si no se evita puede resultar en muerte o herida personal severa.

CAUCION: Indica una amenaza potencial o practica insegura, que si no es evitada podría resultar en daño personal o a la propiedad.

NOTA: Provee recomendaciones u otra información para asegurar que usted reciba lo mejor de su producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: NO DEBE usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: NO DEBE utizar este andador si hay dano al cuadro.

ADVERTENCIA: NO DEBE usar el rodador como una silla de ruedas o silla de transporte. Rodadores son entendidos para propulsado mientras sentado.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

ADVERTENCIA: Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.

ADVERTENCIA: Cuidado debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de mano y altura están seguros, y que las ruedas y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el rodador.

ADVERTENCIA: Cuando usando el rodador en la posición estacionado, los frenos de mano TIENEN que estar asegurados.

ADVERTENCIA: SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario.

Aviso a Clientes de California
ADVERTENCIA Proposición 65 de California: Este producto contiene una chemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

ADVERTENCIA: NO intente alcanzar para objetos si tiene que moverse hacia adelante en el asiento. Alcanzando para estos objetos puede causar un cambio en la distribución de peso del rodador y puede causar que el rodador se dobla, resultando en herida o daño.