



7108R: 3-IN-1 FOLDING STEEL COMMODE ASSEMBLY & OPERATION INSTRUCTIONS

**PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE
PARA INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL, VÉASE LA PÁGINA 5**

Info: The most current version of these instructions can be found online at www.grahamfield.com.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ

- ⚠ WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the 3-in-1 Folding Steel Commode. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the 3-in-1 Folding Steel Commode is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode could result.**
- ⚠ WARNING: If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode.**
- ⚠ WARNING: This product has a maximum weight capacity of 300 lb, EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ WARNING: Notice for California Customers- California Proposition 65
WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.**

INTENDED USE

The Lumex 7108R 3-in-1 Folding Steel Commode may be used as a bedside commode, raised toilet seat, and toilet safety frame. It is intended to provide assistance to those who have difficulty sitting down or standing up from the toilet or need additional support and stability during toileting.

SETUP (REFER TO PICTURE BELOW)



7108R Folding Steel Commode

▲ NOTICE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.

1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash guard from carton.
2. Attach front support bar to armrest by depressing the locking button and sliding into the front support bar channel guide until it clicks into place. Repeat for other side. Ensure the locking buttons protrude fully from the holes.
3. Attach seat to rear support bar. Push down firmly until the seat snaps into place.

⚠ WARNING: When installing the seat on the frame, ensure the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.

4. Attach lid to rear support bar.
5. In the upright position, place splash shield or pail and cover in frame.

Adjusting Commode Height

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button clicks into place in the desired hole.
2. Repeat for other 3 legs.

⚠ WARNING: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

Inserting Back Support

1. Remove back support from carton.
2. Insert back support into channel guides until back support locking buttons click into place in channel guide holes.

⚠ WARNING: Ensure that locking buttons protrude fully through holes before use.

Use Commode over Toilet

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Remove commode pail and lid.
3. Position splash guard in place on pail supports.
4. Remove back support (described in previous steps).
5. Lift toilet bowl seat.
6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

Use as Bedside Commode

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Lift commode seat and lid and place commode pail on pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
3. Place commode seat down. Commode is now ready for use.
4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: Inspect frequently to ensure that all attaching hardware is tight.

⚠ WARNING: Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.

▲ NOTICE: Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.

After each use: Dry with a soft cloth.

Cleaning: Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.

To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

LIMITED WARRANTY

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 678-291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not properly installed, used, or cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.



www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at www.grahamfield.com. **Graham-Field** and **Lumex** are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

© 2010 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Made in China



7108R: INODORO PLEGABLE DE ACERO
INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA Y OPERACIÓN
POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Info: La más reciente versión de estas instrucciones podrán ser encontrado en www.grahamfield.com.


IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA

- △ ADVERTENCIA: ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el Inodoro Plegable de Acero. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si el Inodoro Plegable de Acero no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.**
- △ ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor inmediatamente. No sustituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex. Partes de reemplazo que no son de Lumex podrían causar herida personal y daños al Inodoro Plegable de Acero.**
- △ ADVERTENCIA: Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**
- △ ADVERTENCIA: Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.**
- △ ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.**

USO INTENCIONADO

El Lumex 7108R Inodoro Plegable de Acero se puede utilizar como inodoro de uso de dormitorio, levantó asiento del inodoro, y marco de seguridad higiénico. Su objetivo es prestar asistencia a aquellos que tienen dificultades para sentarse o levantarse de la taza del baño o la necesidad de apoyo y estabilidad adicional durante ir al baño.

MONTAJE (VÉASE LA IMAGEN A CONTINUACIÓN)



7108R Inodoro Plegable de Acero

▲ AVISO: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.

1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
2. Sujete la barra de soporte delantera al apoyabrazos empujando en el botón de cierre y poniendo en la guía de canal de la barra de soporte delantera hasta que enganche en su lugar. Repita para el otro lado. Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos.
3. Sujete el asiento a la barra de soporte posterior. Apriete firmemente hasta que el asiento enganche en su lugar.

△ ADVERTENCIA: Cuando está instalando el asiento en el marco, asegúrese de que el asiento está puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.

4. Sujeta la tapa a la barra de soporte posterior.
5. En la posición vertical, coloque el balde en el marco.

Ajustando la Altura del Inodoro

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la pata inferior hasta que enganche en su lugar en el hueco deseado.
2. Repita para las otras 3 patas.

△ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas cuatro patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen de los huecos antes de uso.

Instalando el Soporte de Respaldo

1. Saque el soporte de respaldo del cartón.
2. Inserte el soporte de respaldo en las guías de canal hasta que los botones de cierre enganchen en su lugar.

△ **ADVERTENCIA: Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos antes de uso.**

Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Retire el balde y la tapa del inodoro.
3. Coloque el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde.
4. Retire el soporte de respaldo (descrito en los pasos anteriores).
5. Levante el asiento de la taza de servicio.
6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escudo de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro está listo para utilizar. Limpie el asiento y el escudo de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegúrese de que el balde está posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El Inodoro está listo para uso.
4. Cuando usuario ha terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
5. Retire el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.

MANTENIMIENTO

△ **ADVERTENCIA: Inspeccione con frecuencia para asegurar que la ferretería, tornillos y perillas estén bien apretados.**

△ **ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace INMEDIATAMENTE si estas condiciones existen.**

▲ **AVISO: Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cualquier parte de este banco de transferir.**

Después de cada uso: Seque con un paño suave.

Limpieza: Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia, y seca con una toalla suave. Asegúrese de que el banco de transferir esté enjuagado bien antes de uso.

Para garantizar el servicio mejor de su banco de transferir, siempre pide partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

GARANTÍA LIMITADA

La información de garantía siguiente es un SUMARIO de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, el marco tiene garantía de tres (3) años; asiento / respaldo, las piernas de extensión y los brazos tienen garantía de seis (6) meses; y los componentes de uso normal, tales como puntas, ruedas y manijas, tienen garantía de tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debe llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre ni GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZDE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com.



GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com. Graham-Field y Lumex son marcas registradas de GF Health Products, Inc.

© 2010 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Fabricado en China