



## 89180 / 89220 SERIES: PVC SHOWER CHAIR ASSEMBLY & OPERATION INSTRUCTIONS

**PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE  
PARA INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL, VÉASE LA PÁGINA 5**

*Info: The most current version of these instructions can be found online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).*

*Tools required: Phillips screwdriver (not included)*

### **IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ**

- ⚠ WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Shower Chair. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Shower Chair is not properly assembled and adjusted, personal injury and damage to the Shower Chair could result.**
- ⚠ WARNING: This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.**
- ⚠ WARNING: If components are damaged or missing, contact your Graham-Field authorized distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the Shower Chair.**
- ⚠ WARNING: To avoid possible tilt hazard, do not leave user unattended. Attendant must always be behind and in control of Shower Chair when user is being positioned or Shower Chair is in use.**
- ⚠ WARNING: Do not operate the Shower Chair on streets or roadways.**
- ⚠ WARNING: Notice for California Customers- California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**

### **INTENDED USE**

The Shower Chair is intended for use by individuals who require seating support while showering, with the approval of a treating physician or authorized medical personnel.

### **Contraindications**

- ⚠ WARNING: This product has the following maximum weight capacity:  
89180 Series: 300 lb, EVENLY DISTRIBUTED.  
89220 Series: 375 lb, EVENLY DISTRIBUTED.**

### **ASSEMBLY**

Remove Shower Chair and components from the box. Place Shower Chair on a flat surface.

**Info: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use Shower Chair. Contact carrier / dealer for further instruction.**

### Installing the Backrest Upholstery:



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**

1. Locate the backrest and backrest upholstery.
2. Lay the backrest on a flat surface.
3. Slide the backrest upholstery over the backrest tubing as shown in Figs. 1 and 2.
4. Attach the hook and loop over the top of the backrest as shown in Fig. 3.

### Attaching the Backrest:



**Fig. 4**



**Fig. 5**

1. Lock the rear casters to prevent Shower Chair from moving during assembly: step on rear caster lever and press down to lock (to unlock: push up rear caster lever).
2. Locate the channel guides (2 each) on the back side of the chair frame near the seat. Slide the backrest support tubes into the channel guides as shown in Fig. 4.
3. Ensure the tubes are pressed all the way in and the backrest support tubes are even.
4. Locate the two Phillips head screws.
5. Insert the screws through backrest tube predrilled holes; use a Phillips screwdriver to tighten screws as shown in Fig. 5.

**⚠ WARNING: Ensure backrest is securely installed and all hardware is tight before proceeding.**

## OPERATION



89180 Series

89220 Series

- ⚠ WARNING: Ensure the Shower Chair is assembled as described and toilet seat is in downward position before use. If the Shower Chair is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the Shower Chair could result.**

### Center of Balance During Use

The point where the Shower Chair will tip forward, rearward or sideward is determined by its center of balance and stability, and the center of balance and stability is affected by the user's body position and weight distribution. If you fail to heed the following warnings, falling or tipping may occur and could cause severe personal injury.

- ⚠ WARNING: To avoid falling or tipping:**

**Have someone help you until you know the balance points of your Shower Chair and how to avoid tipping.**

**DO NOT put downward weight on one armrest at a time. If using the armrest for balance, hold both armrests at once to distribute your weight equally.**

**DO NOT put downward weight on the backrest.**

**DO NOT reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach.**

**DO NOT try to reach an object if you must move forward in your seat so much that your buttocks do not stay in full contact with the seat, creating an unsafe position; your buttocks must remain in full contact with the seat at all times.**

**DO NOT lean backward to reach an object.**

### MAINTENANCE

- ⚠ WARNING: Ensure all Shower Chair components and attaching hardware are secure before each use.**

To clean Shower Chair: use a mild soap and water solution, rinse with clear water, and then dry with a soft cloth. Ensure that Shower Chair is well rinsed before using.

- ▲ NOTICE: DO NOT use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of Shower Chair.**

## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for one (1) year, and all other components are warranted for six (6) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

## OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 678-291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

## EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not properly installed, used, or cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

## ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).



**GRAHAM-FIELD**  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com). **Graham-Field** and **Lumex** are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

© 2013 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Made in China



**Info:** La más reciente versión de estas instrucciones podrá ser encontrado en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

Herramientas necesarias: destornillador de cruz (no incluido)

## IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA

- △ **ADVERTENCIA:** ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar la Silla de Ducha. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si la Silla de Ducha no está ensamblado e ajustado en la manera correcta, daño personal o a la Silla de Ducha puede ocurrir.
- △ **ADVERTENCIA:** Este producto no debe ser utilizado sin la debida instrucción de un profesional de la salud.
- △ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de Graham-Field inmediatamente. NO substituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplace de Lumex. Partes de reemplace que no son de Lumex podrían causar herida personal y daño a la Silla de Ducha.
- △ **ADVERTENCIA:** Para evitar posibles riesgos de inclinación, no deje el usuario desatendido. Operador siempre debe estar detrás y en control de la silla de ducha cuando el usuario se coloca o silla de ducha está en uso.
- △ **ADVERTENCIA:** No utilice la silla de ducha en calles o carreteras.
- △ **ADVERTENCIA:** Aviso para los clientes de California -  
Proposición 65 de California **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.
- △ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

## USO PREVISTO

La Silla de Ducha está destinado al uso por parte de personas que requieren soporte de asiento mientras se ducha, con la aprobación de un médico tratante o personal autorizado.

## Contraindicaciones

- △ **ADVERTENCIA:** Este producto tiene la capacidad máxima de peso siguientes:  
La Serie 89180: 300 lb, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.  
La Serie 89220: 375 lb, DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

## MONTAJE

Quite la Silla de Ducha y los componentes de la caja. Coloque silla de baño en una superficie plana.

**Info: Revise todas las piezas en busca de daño de envío. Si se observa daño de envío, NO use la Silla de Ducha. Contacte transportista / distribuidor para obtener más instrucciones.**

### Instalación del Tapizado del Respaldo:



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**

1. Busque el tapizado del respaldo y el respaldo.
2. Coloque el respaldo en una superficie plana.
3. Deslice el tapizado del respaldo sobre el respaldo tubería como se muestra en las Figs. 1 y 2.
4. Coloque el gancho y lazo sobre la parte superior del respaldo como se muestra en la Fig. 3.

### Sujetando el Respaldo:



**Fig. 4**



**Fig. 5**

1. Bloquee las ruedas traseras para evitar que la Silla de Ducha se mueva durante el montaje: pise la palanca de rueda trasera y presione hacia abajo para bloquear (desbloquear: empuje la palanca de rueda trasera hacia arriba).
2. Localice las dos guías de canal en el lado posterior de la estructura de la silla cerca del asiento. Deslice los tubos de apoyo del respaldo en las guías del canal tal como se muestra en la Fig. 4.
3. Asegúrese de que los tubos se pulsa hasta el fondo y los tubos de apoyo del respaldo son pares.
4. Localice los dos tornillos de cabeza de cruz.
5. Inserte los tornillos a través los agujeros perforados previamente en los tubos del respaldo, y use un destornillador de cruz para apriete los tornillos como se muestra en la Fig. 5.

**⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el respaldo esté correctamente instalado y todo la ferretería esté apretado antes de proceder.**



## OPERACIÓN



La Serie 89180

La Serie 89220

- △ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la Silla de Ducha se monta tal como se describe y el asiento está en posición hacia abajo antes de usar. Si la Silla de Ducha no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal y a la Silla de Ducha puede ocurrir.

### Centro de Gravedad Durante Uso

El punto en que la Silla de Ducha se incline hacia delante, hacia atrás o hacia un lado está determinada por su centro de equilibrio y estabilidad, y el centro de equilibrio y estabilidad se ve afectada por la posición del cuerpo del usuario y la distribución del peso. Si no obedece las siguientes advertencias, caerse o volcarse pueden ocurrir y pueden causar herida personal grave.

- △ **ADVERTENCIA:** Para evitar caerse o volcarse:

Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su Silla de Ducha y la forma de evitar volcarse.

**NO** coloque ningún peso a la baja sobre un brazo a la vez. Si se utiliza el brazo para mantener el equilibrio, sujete los dos brazos a la vez para distribuir el peso por igual.

**NO** ponga peso hacia abajo en el respaldo.

**NO** se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance.

**NO** trate de alcanzar un objeto si debe seguir adelante en su asiento tanto que los glúteos no se quedan en pleno contacto con el asiento, la creación de una posición insegura, la región glútea deben permanecer en contacto con seguridad en todo momento.

**NO** se incline hacia atrás para llegar a un objeto.

### MANTENIMIENTO

- △ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que todos los componentes y accesorios de montaje de la Silla de Ducha estén bien instalados antes de cada uso.

Para limpiar la Silla de Ducha: use un jabón suave y agua, enjuague con agua limpia, y seque con un paño suave. Asegúrese de que la Silla de Ducha está bien enjuagado antes de usar.

- ▲ **AVISO:** **NO** utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos, o estropajos en cualquier parte de la Silla de Ducha.

## **GARANTÍA LIMITADA**

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, el marco tiene una garantía de un (1) año, y todos otros componentes tienen una garantía de seis (6) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

### **OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA**

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debe llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 770-368-2386 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

### **EXCLUSIONES**

La garantía no cubre ni GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

### **GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE**

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).



GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com). **Graham-Field** y **Lumex** son marcas registradas de GF Health Products, Inc.

© 2013 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Fabricado en China