

Garantía Limitada

La información de garantía siguiente es un **SUMARIO** de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) años y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com

LUMEX[®]
by graham-field

Features:

- Lightweight, durable, rust-resistant frame
- Water-tight cushioned seat and backrest for comfort
- Available with or without support arms
- Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
- 300 lb weight capacity EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Armazón ligero durable es inoxidable
- Agua asiento estanco acolchado y el respaldo para la comodidad
- Disponible con o sin brazos de soporte
- Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
- Capacidad de peso de 300 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

1.770.368.4700

Information contained herein is subject to change. The most current and complete product information can be found on our website. Información contenido aquí es sujeto a cambio. La información de producto mas actual y completo se puede encontrar en nuestra páginas web.

www.grahamfield.com

Follow us on 

© 2019, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved. Lumex is a trademark of GF Health Products, Inc. GF Health Products, Inc. is an ISO 13485 Certified Company.

GF0600029V019

LUMEX[®]
by graham-field

Platinum Collection Padded Bath Seat

Colección Plateado de Silla de Bañera
Items 7944KD-1, 7945KD-1, 7946KD-1, 7947KD-1



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Información de la Garantía
Importante: Lea Antes de Uso



Limited Warranty

The following warranty information is a **SUMMARY** of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Setup

1. Remove all components from the box.
2. Place the seat frame face down (padded seat on floor).

Installing and Adjusting Legs

1. Locate the 4 legs.
2. Press push button* on plastic leg sleeve end and slide the legs onto the frame.
3. Press push button* on the leg adjustment end and slide leg extension up or down to desired height.
4. Repeat STEPS 1 through 3 for all the legs.
5. Flip the chair over so that all 4 legs are level on the floor.

Note: Ensure all four legs are adjusted to the same height before use.

Installing Padded Backrest

1. Locate the backrest and two backrest support tubes.
2. Slide the backrest support tubes through the two channel guides on the bottom of the seat.
3. Press the push button* until it clicks through the hole in the channel guide.
4. Repeat Steps 2 and 3 for the other tube
5. Align the backrest tubes with the backrest support tubes and slide them onto the support tubes.
6. Press both push buttons simultaneously and slide the backrest down until the push buttons protrude through the holes.

*Note: Ensure push buttons fully protrudes through the holes. An audible "click" will be heard when the button is fully protruded.



Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

WARNING: DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

WARNING: Item has a maximum weight capacity of 300 lb. EVENLY DISTRIBUTED.

WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

WARNING: ALWAYS inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. DO NOT use if bath seat is wobbly or unstable.

WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. DO NOT use substitute parts.

WARNING: Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips IMMEDIATELY.

WARNING: DO NOT use this as product as a climbing device.

WARNING: To avoid falling or tipping: Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping. Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat. Do not put downward weight on the backrest. Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach. Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat. Never lean backward to reach an object.

WARNING: All four leg tips MUST be in contact with shower/tub floor at all times.

WARNING: Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes BEFORE use.

WARNING: Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.

WARNING: This product should only be used with tub floors wider than 18 3/4 inches.

WARNING: Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.

WARNING: Make certain ALL screws and nuts are tight at all times.

△WARNING:
Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Instrucciones Para Uso – Lea Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Preparar

1. Retire todos los componentes de la caja.
2. Coloque el marco del asiento boca abajo (asiento acolchado en el piso).

Instalación y ajuste de patas

1. Localice las 4 patas.
2. Presione el botón * en el extremo de la manga de la pata de plástico y deslice las patas en el marco.
3. Presione el botón * en el extremo de ajuste de la pata y deslice la extensión de la pata hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
4. Repita los PASOS 1 a 3 para todas las patas.
5. Dale la vuelta a la silla para que las 4 patas queden niveladas en el piso.

Instalación de respaldo acolchado

1. Localice el respaldo y los dos tubos de soporte del respaldo.
2. Deslice los tubos de soporte del respaldo a través de las dos guías de canales en la parte inferior del asiento.
3. Presione el botón * hasta que haga clic a través del hueco en la guía de canales.
4. Repita los pasos 2 y 3 para el otro tubo.
5. Alinee los tubos del respaldo con los tubos de soporte del respaldo y deslicelos sobre los tubos de soporte.
6. Presione ambos botones simultáneamente y deslice el respaldo hacia abajo hasta que los botones sobresalgan a través de los huecos.

* Nota: Asegúrese de que los botones sobresalgan completamente a través de los huecos. Un "clic" audible ser escuchado cuando el botón está totalmente salido.



MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el producto esta bien enjuagado antes de usar.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajo de limpiador en cual quiere parte del producto.
- Examine semanal que todos los tornillos, pernos y perillas están apretados para asegurar que el producto esta seguro para uso.

- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc. por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cautiones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud antes de intentar de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Capacidad de peso máximo de 300 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación asamblea, o uso incorrecto de este producto.

ADVERTENCIA: SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. NO use la silla si es tambaleante o inestable.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes sustitutos.

ADVERTENCIA: Cheque las patas por rasgones, grietas o desgasto. Si cual quiere de estas condiciones existe, reemplace sus puntas **IMEDIATAMENTE**.

ADVERTENCIA: No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.

ADVERTENCIA: Todas las puntas TIENEN que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Para evitar caerse o volcarse: Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su silla bañera y la forma de evitar volcarse. No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la silla bañera. No ponga peso hacia abajo en el respaldo. No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance. Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla. Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.

ADVERTENCIA: Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por so hueco de ajustamiento respectivo **ANTES** de uso.

ADVERTENCIA: Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.

ADVERTENCIA: Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera mas anchas que 18 3/4 pulgadas.

ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades fisico limitado deben ser supervisados o asistidos cuando usando o la silla de bañera.

ADVERTENCIA: Asegure que **TODAS** los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.

△ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov