

LUMEX[®]

by graham-field

Platinum Collection Padded Bath Seat

Colección Plateado de Silla de Bañera

Items 7944KD-1, 7945KD-1, 7946KD-1, 7947KD-1



graham
field

QTY. 1 EA

SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Item has a maximum weight capacity of 300 lb - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- **ALWAYS** inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use if bath seat is wobbly or unstable.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
- Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips **IMMEDIATELY**.
- **DO NOT** use this product as a climbing device.
- To avoid falling or tipping: Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping. Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat. Do not put downward weight on the backrest. Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach. Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks does not stay in full contact with the seat. Never lean backward to reach an object.
- All four leg tips **MUST** be in contact with shower/tub floor at all times.
- Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes **BEFORE** use.
- Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.
- This product should only be used with tub floors wider than 18 $\frac{3}{4}$ inches.
- Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.
- Make certain **ALL** screws and nuts are tight at all times.
- **DO NOT** submerge product in water, otherwise damage may result.

MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

SETUP

1. Remove all components from the box.
2. Place the seat frame face down (padded seat on floor).

INSTALLING AND ADJUSTING LEGS

1. Locate the 4 legs.
2. Press push button* on plastic leg sleeve end and slide the legs onto the frame.
3. Press push button on the leg adjustment end and slide leg extension up or down to desired height.
4. Repeat STEPS 1 through 3 for all the legs.
5. Flip the chair over so that all 4 legs are level on the floor.

NOTE: *Ensure all four legs are adjusted to the same height before use.*

INSTALLING PADDED BACKREST

1. Locate the backrest and two backrest support tubes.
2. Slide the backrest support tubes through the two channel guides on the bottom of the seat.
3. Press the push button* until it clicks through the hole in the channel guide.
4. Repeat Steps 2 and 3 for the other tube.
5. Align the backrest tubes with the backrest support tubes and slide them onto the support tubes.
6. Press both push buttons simultaneously and slide the backrest down until the push buttons protrude through the holes.

NOTE: *Ensure push buttons fully protrudes through the holes. An audible "click" will be heard when the button is fully protruded.*



LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: five (5) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente por:

Marco: cinco (5) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y

asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado apropiadamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compró el producto dentro del período de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPECTOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERÁN LIMITADAS A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDA POR LA LEY. Esta garantía le provee derechos legales específicos. Usted podrá tener otros derechos, que se varían por estado a estado o país a país.

Por información adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los términos y condiciones de GF que se encuentran en la página www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO** instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cauciones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud antes de atentar de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.
- Capacidad de peso máximo de 300 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o herida causado por instalación, ensamblaje, o uso incorrecto de este producto.
- SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. **NO** use la silla si es tambaleante o inestable.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes substitutos.
- Cheque las patas por rasgones, grietas o desgaste. Si cualquiera de estas condiciones existe, reemplace sus puntas **IMEDIATAMENTE**.
- No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.
- Todas las puntas **TIENEN** que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.
- Para evitar caerse o volcarse: Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su silla bañera y la forma de evitar volcarse. No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la silla bañera. No ponga peso hacia abajo en el respaldo. No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance. Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla. Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.
- Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por el hueco de ajustamiento respectivo **ANTES** de uso.
- Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.
- Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera mas anchas que 18 ¾" pulgadas.
- Usuarios con capacidades físico limitado deben ser supervisados o asistidos cuando usando la silla de bañera.
- Asegure que **TODAS** los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.
- **NO** debe sumergir el producto en agua, o si no daño puede resultar.

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

PREPARAR

1. Retire todos los componentes de la caja.
2. Coloque el marco del asiento boca abajo (asiento acolchado en el piso).

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE PATAS

1. Localice las 4 patas.
2. Presione el botón en el extremo de la manga de la pata de plástico y deslice las patas en el marco.
3. Presione el botón en el extremo de ajuste de la pata y deslice la extensión de la pata hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
4. Repita los PASOS 1 a 3 para todas las patas.
5. Dale la vuelta a la silla para que las 4 patas queden niveladas en el piso.

NOTA: Asegúrese de que las cuatro patas estén ajustadas a la misma altura antes de usar.

INSTALACIÓN DE RESPALDO ACOLCHADO

1. Localice el respaldo y los dos tubos de soporte del respaldo.
2. Deslice los tubos de soporte del respaldo a través de las dos guías de canales en la parte inferior del asiento.
3. Presione el botón hasta que haga clic a través del hueco en la guía de canales.
4. Repita los pasos 2 y 3 para el otro tubo.
5. Alinee los tubos del respaldo con los tubos de soporte del respaldo y deslícelos sobre los tubos de soporte.
6. Presione ambos botones simultáneamente y deslice el respaldo hacia abajo hasta que los botones sobresalgan a través de los huecos.

NOTA: Asegúrese de que los botones sobresalgan completamente a través de los huecos. Un "clic" audible ser escuchado cuando el botón está totalmente salido.



Features

- Lightweight, durable, rust-resistant frame
- Water-tight cushioned seat and backrest for comfort
- Available with or without support arms
- Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
- 300 lb weight capacity EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Armazón ligero durable es inoxidable
- Agua asiento estanco acolchado y el respaldo para la comodidad
- Disponible con o sin brazos de soporte
- Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
- Capacidad de peso de 300 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2006, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com