

# LUMEX<sup>®</sup>

by graham-field

## Drop Arm Versamode™

Versamode™ Braço de Caída

Item 6810A




graham  
field

QTY. 1 EA

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the commode.
- This product has a maximum weight capacity of 300lbs - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.
- Make sure that all attaching hardware, screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- The commode seat **MUST** be installed before sitting on the commode.
- **DO NOT** place weight on front of arm; doing so could cause the arm to drop unexpectedly. Place weight vertically on armrest **ONLY** (see figure 1).
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-  
[www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## ASSEMBLY

1. Carefully remove components from box.
2. Install back and arm assembly on base and seat frame assembly by inserting back tubes into base frame tubes. If necessary loosen, but do not remove, knobs.
3. Tighten knobs at rear seat until secure — do not overtighten.
4. Install footrests on base frame footrest brackets. Lock footrests into place.
5. Slide the commode pail in under the seat from the back

**NOTE:** Before use, ensure all components are securely installed and VersaMode is assembled as described above.

## DROP ARMREST

The VersaMode armrests drop to facilitate transfer. To drop the armrest, pull the release lever outward until the armrest releases, lift the armrest up out of the socket, then swing it downward.

## LOCK REAR CASTERS

The rear casters lock into place to prevent movement. To lock, step on the rear pedal until it latches. To unlock, step on the rear pedal until it unlatches.

## SWING AWAY / REMOVE FOOTRESTS

The VersaMode footrests swing away or detach to facilitate transfer. To swing the footrest away, depress the footrest release lever and swing it out of the way. To remove the footrest, swing it away, then lift it up off the brackets. To lock the footrest in place, swing it in toward the center of the VersaMode until it locks into place.



## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

**Frame:** five (5) years

**Tips, Wheels/Casters, and Handgrips:** three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

*For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente por:

**Marco:** cinco (5) años

**Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y**

**asiento:** tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.


GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamand 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones específicas serán suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provee derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se variar por estado a estado o pais o pais.

*Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantia, por favor de visitor los terminos y condicions de GF que se encuentran en la pagina [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO DEBE UTILIZAR** este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el inodoro.
- Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
- Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.
- El asiento del inodoro **TIENEN** que estar instalado antes de sentarse en el inodoro.
- **NO** coloque el peso en la parte delantera del brazo; hacerlo podría provocar que el brazo caiga de forma inesperada. Coloque el peso verticalmente en el apoyabrazos SOLAMENTE (véase la figura 1)
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)



## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## ENSAMBLAJE

1. Quite cuidadosamente los componentes de la caja.
2. Instale el montaje de respaldo y asiento en el montaje de marco bajo y asiento insertando los tubes del respaldo en los tubos del baso. Si es necesario, afloje, pero no retire, las perillas
3. Apriete las perillas en el asiento trasero hasta que sean seguras — no las aprietan demasiado.
4. Instale los reposapiés en los soportes del marco bajo. Trabe los reposapiés en lugar.
5. Resbale el cubo de la cómoda adentro bajo asiento de la parte posterior

**NOTA:** Antes de usar, asegúrese que todos los componentes estén bien sujetos y el VersaMode está ensamblado como descrito.

## DEJAR CAER LOS APOYOBRAZOS

Los apoyobrazos del VersaMode dejan caer para facilitar transferencia. Para caer los apoyobrazos, tire de la palanca hacia fuera hasta que los apoyobrazos desenganchan, levante los apoyobrazos para arriba del zócalo, y hágalos pivotar hacia abajo.

## TRABARSE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Las ruedas traseras se traban en lugar para prevenir el movimiento. Para trabarse, caminar en el pedal posterior hasta que trabe. Para abrir, caminar en el pedal posterior hasta que abra.

## HACER PIVOTAR / SEPARAR LOS REPOSAPIÉS

Los reposapiés del VersaMode hacen pivotar lejos o separan para facilitar transferencia. Para hacer pivotar el reposapié lejos, presione la palanca y hágala pivotar apartada. Para quitar el reposapié, hágalo pivotar lejos, después levántelo para arriba de los soportes. Para trabar el reposapié en el lugar, hágalo pivotar adentro hacia el centro del VersaMode hasta que se trabe en lugar.



## Features

- Arms drop independently below seat level for lateral transfers
- Cushioned armrests enhance user comfort
- Comes complete with commode pail, cover and splash shield
- 300 lb Weight Capacity **EVENLY DISTRIBUTED**
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0165

## Características

- Apoyabrazos se bajan independiente abajo del nivel del asiento para transferir lateral con seguridad
- Apoyabrazos acolchonados aumentan comodidad de usuario
- Viene completa con el balde de inodoro, tapa y salpicadera
- Capacidad de peso máximo de 300 lb. **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0165

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2005, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)