

# LUMEX®

by graham-field

## Platinum Collection Bath Seat

*Colección Plateado de Silla de Bañera*

Items 7921A-4, 7931A, 7923A



graham  
field

QTY. 1 EA

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Item has a maximum weight capacity of 350 lb - **EVENLY DISTRIBUTED**.
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- **ALWAYS** inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use if bath seat is wobbly or unstable.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
- Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips **IMMEDIATELY**.
- **DO NOT** use this as a transfer bench or climbing device.
- To avoid falling or tipping: Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping. Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat. Do not put downward weight on the backrest. Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach. Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat. Never lean backward to reach an object.
- All four leg tips **MUST** be in contact with shower/tub floor at all times.
- Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes **BEFORE** use.
- Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.
- This product should only be used with tub floors wider than 18 ¾ inches.
- Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.
- Make certain **ALL** screws and nuts are tight at all times.
- **DO NOT** submerge product in water, otherwise damage may result.

## MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTALLING THE BACK (ONLY FOR 7921A-4)

1. Place bath seat on its side on a flat working surface.
2. Locate the channel guides (4 each) on underside of seat. Align backrest support tubes with channel guides.
3. Slide backrest seat support tubes through channel guides until seat support tube push buttons protrude fully through channel guide holes.

**NOTE:** Ensure seat support tube buttons protrude fully through channel guide holes.

**CAUTION:** Backrest is not designed to support the full weight of the user.

## ADJUSTING LEG HEIGHT

Legs are already installed on the bath seat.

To adjust leg height:

1. Press push button and slide leg extension up or down to desired adjustment hole.
2. Ensure push button fully protrudes through the leg adjustment holes of the leg extension.

**NOTE:** An audible “click” will be heard.

3. Repeat STEPS 1 and 2 for the other three legs.

**NOTE:** Ensure all four legs are adjusted to the same height and that all height adjustment buttons protrude fully through the adjustment holes before use.



## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only (“Customer”) for:

**Frame:** five (5) years

**Tips, Wheels/Casters, and Handgrips:** three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF’S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF’S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF’S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

*For additional information related to warranty claims, please visit GF’s terms and conditions located on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el “Cliente”) solamente por:

**Marco:** cinco (5) años

**Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y**

**asiento:** tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones específicas serán suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provee derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se varian por estado a estado o pais o pais.

*Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los terminos y condiciones de GF que se encuentran en la pagina [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO** instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cauciones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud antes de intentar de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.
- Capacidad de peso máximo de 350 lb. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
- GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación asamblea, o uso incorrecto de este producto.
- SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. **NO** use la silla si es tambaleante o inestable.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes substitutos.
- Cheque las patas por rasgones, grietas o desgaste. Si cual quiera de estas condiciones existe, reemplace sus puntas **IMEDIATAMENTE**.
- No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.
- Todas las puntas **TIENEN** que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.
- Para evitar caerse o volcarse: Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su silla bañera y la forma de evitar volcarse. No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la silla bañera. No ponga peso hacia abajo en el respaldo. No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance. Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla. Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.
- Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por so hueco de ajustamiento respectivo **ANTES** de uso.
- Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.
- Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera mas anchas que 18 ¾" pulgadas.
- Usuarios con capacidades físico limitado deben ser supervisados o asistidos cuando usando la silla de bañera.
- Asegure que **TODAS** los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.
- **NO** debe sumergir el producto en agua, o si no daño puede resultar.

## MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplace de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTALANDO EL RESPALDO (SOLAMENTE PARA 7921A-4)

1. Coloque la silla de bañera en su lado en un superficie de trabajar nivel.
2. Localice las guías de canal (4) abajo del asiento. Alinea los tubos de soporte del respaldo con las guías de canal.
3. Deslice los tubos de soporte del respaldo dentro de las guías de canal hasta que los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

**NOTA:** Asegure que los botones del tubo de soporte del respaldo sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

**CAUCIÓN:** El respaldo no es diseñado soportar todo el peso del usuario.

## PATA DE AJUSTE ALTURA

Las patas vienen instaladas en la silla de bañera.

Para ajustar la altura:

1. Apreté el botón y deslice la extensión de pata hacia arriba o abajo al hueco de ajustamiento deseado.
2. Asegure que el botón sobresale completamente por los huecos de ajustamiento de la extensión de pata.

**NOTA:** Un "clic" audible se oye cuando el botón de apretar sobresale completamente por el hueco de ajustamiento.

3. Repite PASOS 1 y 2 para las otras tres patas.

**NOTA:** Asegure que todas 4 patas están ajustadas a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento de altura sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento antes de uso.



## Features

- Lightweight, durable, rust-resistant frame
- Wide seat with handles provides additional comfort
- Available with and without backrest
- Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
- 350 lb weight capacity EVENLY DISTRIBUTED

## Características

- Armazón ligero durable es inoxidable
- Asiento ancho con mangos provee comodidad adicional
- Disponible con y sin respaldo
- Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
- Capacidad de peso de 350 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2009, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)